

Kit Multi-Test per Vaginite (Metodo Chemoenzimatico Secco)

Scopo Previsto

Questo test per la salute vaginale a 6 parametri da utilizzare a casa offre un modo semplice per monitorare indicatori di benessere vaginale come il pH vaginale, l'equilibrio dei batteri benefici, i segni di infiammazione e le infezioni, tra cui candidosi, vaginite batterica (VB), vaginite aerobica (VA) e trichomoniasi (Trich).

Comprendere i risultati aiuta a prendere misure per migliorare la salute senza visite mediche frequenti. Con istruzioni semplici e una carta dei colori, questo test consente di monitorare comodamente il benessere vaginale.

Requisiti del Campione

Evitare rapporti sessuali, lavande vaginali, creme vaginali o supposte nelle 24 ore precedenti il test. Non eseguire il test durante il ciclo mestruale, se si utilizza una terapia estrogenica, se si sono assunti antibiotici di recente o se si sono utilizzati ormoni in modo improprio.

Fasi del Test

Seguire le istruzioni riportate sul retro della carta dei colori inclusa.

Interpretazione dei Risultati

pH

pH 3.8-4.4: Perfetto. La "zona acida" sana della vagina (simile a un leggero aceto). È il modo naturale con cui si prevengono i germi nocivi e si proteggono i batteri benefici.

pH 4.6: (leggermente alto) Cause comuni: fluidi sessuali, fine del ciclo, normali cambiamenti corporei o lavande vaginali. Il corpo spesso può correggerlo da solo.

Rischio lieve: i germi crescono più facilmente. Osservare: odore, perdite insolite, prurito.

pH 4,8 (moderatamente alto) Causa frequente: vaginite batterica (VB). Altre cause: infezioni sessualmente trasmissibili (IST, come la trichomoniasi), lavande vaginali, cambiamenti ormonali.

pH 5.4: (molto alto) Indica tipicamente una VB o Trich attiva. (Meno comune: bassi livelli ormonali dopo la menopausa.)

Perossido di Idrogeno (H₂O₂) = Livelli di Batteri Benefici

Risultato negativo ("−"): È un **buon risultato**. Significa che sono presenti molti batteri benefici (lattobacilli) che proteggono la vagina. Questi batteri producono naturalmente perossido di idrogeno (H₂O₂), che agisce come agente detergente per mantenere la vagina sana e prevenire le infezioni.

Risultato moderato ("±"): Significa che sono presenti alcuni batteri benefici che producono piccole quantità di perossido di idrogeno (H₂O₂), ma non abbastanza per una protezione completa. La vagina può richiedere maggiore cura per mantenere l'equilibrio e prevenire infezioni.

Risultato positivo ("+"): Significa che la vagina non ha abbastanza batteri benefici che combattono naturalmente i germi. Senza questi protettori, la vagina è meno difesa e più soggetta a infezioni come la vaginite batterica (VB). Una quantità adeguata di batteri benefici riduce il rischio di VB.

Leucociti (LE) = Infiammazione (Globuli Bianchi)

Risultato ("-" and "±"): Nessun segno di infiammazione rilevato.

Un risultato positivo ("+", "++", "+++") indica che la vagina mostra segni di infiammazione — come una "spia di avvertimento" che segnala che qualcosa potrebbe non andare, senza specificare cosa esattamente. Se risulti anche positiva a infezioni specifiche come vaginite batterica (VB), trichomoniasi (Trich) o candidosi, ciò conferma fortemente la necessità di un trattamento.

Se tutti gli **altri test sono negativi ma il LE è positivo**, questo può significare: un'infezione molto precoce in cui i livelli di germi sono troppo bassi per essere rilevati dagli altri test (il LE reagisce per primo); un'irritazione non infettiva (causata da saponi, lavande vaginali, lubrificanti, preservativi, cambiamenti ormonali come menopausa o allattamento, o attrito dovuto a rapporti sessuali o tamponi); oppure altri problemi non trattati come ITS (clamidia/gonorrhea, non incluse qui) o una crescita batterica generale (non VB/VA).

Cosa fare in seguito al risultato ottenuto? Monitorare sintomi come perdite insolite, prurito/bruciore o dolore/odore, evitare irritanti come saponi profumati o lavande vaginali e ripetere regolarmente il test a casa per osservare come evolve l'infiammazione nel tempo.

Sialidasi (SNA) = Vaginite Batterica (VB)

Risultato negativo ("−") : Nessuna VB rilevata.

Un risultato ("±") (possibile VB): significa che il test è al limite — non chiaramente normale ma neppure sicuramente VB. Questo può accadere perché: 1) potresti trovarti nelle fasi iniziali o finali della VB, durante le quali i livelli batterici cambiano; 2) i batteri vaginali sono in uno stato misto (alcuni buoni, altri nocivi); 3) attività recenti come rapporti sessuali, lavande vaginali o il ciclo mestruale possono aver influenzato temporaneamente il test.

Un risultato positivo ("+") indica fortemente la presenza di vaginite batterica (VB), poiché il test rileva sostanze chimiche specifiche prodotte da batteri che causano la VB come Gardnerella e Prevotella.

Cosa fare in seguito al possibile risultato di VB?

Monitorare i sintomi:

- Odore di pesce o perdite grigie e fluide — indicano VB
- Nuovo disagio durante o dopo i rapporti o il ciclo

Ottimizzare il momento del nuovo test:

- Evitare le lavande vaginali — danneggiano la protezione naturale della vagina
- Attendere una settimana dopo gli antibiotici o la fine del ciclo
- Ripetere il test tra i cicli per risultati migliori
- Evitare rapporti e lubrificanti nei 2 giorni precedenti il nuovo test

β -Glucuronidasi (β -G) = Vaginite Aerobica (VA)

Risultato negativo ("−"): Nessuna VA rilevata.

Un risultato (" $\pm$ ") (possibile VA) significa che il test ha rilevato livelli lievemente elevati di sostanze chimiche prodotte da batteri aerobici (VA) — al di sopra del normale ma non chiaramente positivi. Questo risultato può verificarsi durante un'infezione precoce, una fase di guarigione o a causa di problemi di raccolta del campione, uso recente di antibiotici o tempistiche legate al ciclo mestruale.

Un risultato positivo (" $+$ ") indica una **vaginite aerobica (VA)**, un'infezione causata da batteri nocivi. Sebbene sia la VA che la **vaginite batterica (VB)** possano causare prurito/bruciore e verificarsi insieme, la VA presenta solitamente perdite gialle con arrossamento/gonfiore vaginale, mentre la VB mostra **perdite grigio-bianche fluide con odore di pesce ma senza arrossamento o gonfiore**. È importante notare che alcune donne — soprattutto durante la gravidanza — non presentano sintomi di VA; il test precoce è essenziale, poiché una VA non trattata può causare parto prematuro.

Cosa fare in seguito al possibile risultato di VA?

- Monitorare quotidianamente i sintomi — colore (giallo) delle perdite, irritazione o gonfiore
- Eseguire nuovamente il test dopo la fine del ciclo o al termine del trattamento antibiotico
- Evitare temporaneamente irritanti come lavande vaginali o biancheria sintetica

N-acetilglucosaminidasi (NAG) = Candidosi o Trichomoniasi

Risultato negativo ("−"): Nessuna infezione rilevata.

Un risultato (" $\pm$ ") (possibile Trich o candidosi) significa che il test mostra segni di infezione al limite — non abbastanza deboli da essere negativi ma non abbastanza forti per essere chiaramente positivi — con acidità vaginale (pH) nella zona intermedia. Questo può indicare un'infezione molto lieve in fase iniziale o di guarigione. Talvolta sangue, fluidi sessuali o lavande vaginali recenti possono influenzare il test; eventi normali come ciclo, rapporti sessuali recenti o l'uso di spray/lubrificanti possono anche modificare temporaneamente l'acidità — osservare i cambiamenti ma non preoccuparsi ancora.

Il **NAG** è un marcatore comune sia per la trichomoniasi che per le infezioni da lieviti, quindi non può distinguerle da solo — ma, combinato con il pH vaginale, aiuta a capire quale sia più probabile:

Risultato positivo (" $+$ ") e pH alto (4,8 o superiore), più probabile **Trich**. (La Trich aumenta il pH.)

Risultato positivo (" $+$ ") e pH basso (4,6 o inferiore), più probabile infezione da **lieviti**.

Cosa fare in seguito al possibile risultato di Trich o lieviti?

Ripetere il test dopo 5–7 giorni — evitare rapporti sessuali, lavande vaginali o creme vaginali nelle 24 ore precedenti e attendere almeno 3 giorni dopo la fine del ciclo.

Principio del Test

A differenza dei test urinari (UTI) che rilevano solo problemi generali, questo test identifica i principali disturbi della salute vaginale individuando "impronte chimiche" uniche (enzimi specifici) nel fluido vaginale – controllando con precisione l'equilibrio dei batteri benefici, la vaginite batterica (VB), la vaginite aerobica (VA), le infezioni da lieviti, la trichomoniasi (Trich) e i livelli di pH vaginale.

Funziona rilevando enzimi prodotti solo in presenza di queste condizioni specifiche, offrendo risultati più precisi.

Conservazione e Scadenza

Conservare tra 2 °C e 30 °C in un luogo asciutto; utilizzare entro 12 mesi.

Una volta aperti, i test devono essere utilizzati entro 1 ora.

Utilizzare sempre prima della data di scadenza indicata sulla confezione.

Precauzioni

Interpretazione medica richiesta: **questo test non sostituisce una diagnosi medica professionale**. Campioni di sangue: i campioni di sangue possono fornire risultati imprecisi. Usare con estrema cautela. Manipolazione delle strisce reattive: non toccare la membrana di reazione (area del test). Solo per uso singolo: utilizzare una sola volta. Smaltire dopo l'uso. Procedura di test: assicurarsi che tutte le zone di reazione siano completamente immerse nel fluido del campione. Precauzioni di sicurezza: tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Interpretazione del colore: gli utenti con deficit visivo dei colori devono farsi assistere per l'interpretazione dei risultati.

Materiali

Materiali forniti

- Cassetta del test • Foglio illustrativo • Tampone
- Provetta per campione • Carta dei colori

Simboli

Elemento	Significato	Posizione	Elemento	Significato	Posizione
	N. lotto (LOT)	Confezione		Produttore	Foglio illustrativo
	Data di scadenza	Confezione		Rappresentante autorizzato	Foglio illustrativo
	Temperatura: 2–30 °C	Confezione		Marchio CE	Foglio illustrativo
	Non riutilizzare	Confezione		Consultare le istruzioni per l'uso	Confezione
	Data di fabbricazione	Confezione		Evitare la luce solare	Confezione
	Dispositivo medico diagnostico in vitro	Foglio illustrativo		Conservare in luogo asciutto	Confezione

