

## Kit Multi-Test Vaginal (Méthode Chémo-Enzymatique Sèche)

### Utilisation Prévue

Ce test vaginal à domicile à 6 paramètres permet de suivre simplement des marqueurs de santé vaginale tels que le pH vaginal, l'équilibre des bonnes bactéries, les signes d'inflammation et les infections, y compris les mycoses, la vaginose bactérienne (BV), la vaginite aérobie (AV) et la trichomonase (Trich). Comprendre vos résultats vous aide à agir pour une meilleure santé sans consultations fréquentes. Avec des instructions simples et une carte de couleurs, ce test permet de surveiller facilement votre bien-être vaginal.

### Exigences Relatives à l'Échantillon

Évitez les rapports sexuels, les douches vaginales, les crèmes vaginales ou les suppositoires pendant les 24 heures précédant le test. Ne réalisez pas le test si vous avez vos règles, si vous utilisez un traitement aux œstrogènes, si vous avez récemment pris des antibiotiques ou si vous avez utilisé des hormones de façon inappropriée.

### Étapes du Test

Veuillez suivre les étapes indiquées au verso de la carte de couleurs incluse.

### Interprétation des Résultats

#### pH

**pH 3.8-4.4: Parfait.** Zone « acide saine » du vagin (semblable à un léger vinaigre). C'est la façon naturelle dont il bloque les mauvaises bactéries et protège les bonnes.

**pH 4.6: (Légèrement élevé)** Causes courantes: fluides sexuels, fin de règles, changements corporels normaux ou lavage vaginal. Le corps peut souvent corriger cela!

Risque léger: les germes se développent plus facilement. Surveillez: odeur, pertes inhabituelles, démangeaisons.

**pH 4.8: (Modérément élevé)** Cause fréquente: vaginose bactérienne (VB). Autres: IST (comme Trich), lavage vaginal, changements hormonaux.

**pH 5.4: (Beaucoup plus élevé)** Indique généralement: VB active ou Trich. (Moins fréquent: faibles hormones après la ménopause.)

### Peroxyde d'Hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) = Niveaux de Bonnes Bactéries

**Résultat Négatif ("−"): C'est un bon résultat.** Cela signifie que vous avez beaucoup de bonnes bactéries (lactobacilles) qui protègent votre vagin. Ces bonnes bactéries produisent naturellement du peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), qui agit comme un agent nettoyant pour garder votre vagin sain et prévenir les infections.

**Résultat Modéré ("±"): Cela signifie que vous avez quelques bonnes bactéries produisant de petites quantités d'agents nettoyants (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), mais pas assez pour une protection complète. Votre vagin peut nécessiter plus de soins pour rester équilibré et éviter les infections.**

**Résultat Positif ("+"): Cela signifie que votre vagin manque de bonnes bactéries qui combattent naturellement les germes. Sans ces protecteurs, votre vagin est moins protégé, ce qui augmente le risque d'infections comme la vaginose bactérienne (VB).**

## Leucocyte (LE) = Inflammation (Globules Blancs)

**Résultat ("—"and" ±"):** Aucun signe d'inflammation détecté.

**Un résultat positif ("+", "++", "+++")** signifie que votre vagin présente des signes d'inflammation — comme un « voyant d'avertissement » indiquant que quelque chose peut ne pas aller, sans préciser quoi exactement. Si vous testez également positif pour des infections spécifiques comme la vaginose bactérienne (VB), la trichomonase (Trich) ou une mycose, cela confirme fortement qu'un traitement est nécessaire.

Si tous les **autres tests sont négatifs mais que le LE est positif**, cela peut signifier: une infection très précoce où les niveaux de germes sont trop faibles pour être détectés par les autres tests (le LE réagit en premier), une irritation non infectieuse (due à des savons, produits de lavage vaginal, lubrifiants, préservatifs, changements hormonaux tels que la ménopause ou l'allaitement, ou à la friction lors de rapports sexuels ou de l'utilisation de tampons), d'autres problèmes non traités comme certaines **IST** (chlamydia/gonorrhée, non couvertes ici) ou une prolifération bactérienne générale (non VB/VA).

**Que faire ensuite pour votre résultat possible?** Surveillez les symptômes tels que pertes inhabituelles, démangeaisons/brûlures ou douleurs/odeurs, évitez les irritants comme les savons parfumés ou les douches vaginales, et envisagez de refaire régulièrement le test à domicile pour suivre l'évolution de l'inflammation au fil du temps.

## Sialidase (SNA) = VB

**Résultat Négatif ("—") :** Aucun signe de VB détecté.

**Un Résultat VB Possible ("±"):** signifie que votre test est limite — pas clairement normal mais pas non plus définitivement VB. Cela peut se produire car : 1) vous êtes peut-être dans les **premiers stades ou en phase de guérison d'une VB**, période pendant laquelle les niveaux de bactéries changent ; 2) vos bactéries vaginales sont dans un **état mixte** (certaines bonnes, certaines mauvaises) ; 3) des **activités récentes** comme les rapports sexuels, les lavages vaginaux ou votre cycle menstruel ont temporairement influencé le test.

**Un Résultat Positif ("+")** indique fortement la présence d'une **vaginose bactérienne (VB)**, car le test détecte des substances chimiques spécifiques produites par les bactéries responsables de la VB, comme Gardnerella et Prevotella.

**Que faire ensuite pour votre résultat VB possible ?**

**Surveillez les symptômes :**

- **Odeur de poisson ou pertes grises et fines** — signes typiques de VB
- **Nouvel inconfort pendant/après les rapports ou les règles**

**Optimisez le moment du nouveau test :**

- **Évitez les lavages vaginaux** — ils nuisent à la protection naturelle du vagin
- **Attendez une semaine** après un traitement antibiotique ou la fin des règles
- **Refaites le test** entre les périodes pour de meilleurs résultats
- **Évitez les rapports et les lubrifiants** pendant 2 jours avant de refaire le test

## $\beta$ -Glucuronidase ( $\beta$ -G) = Vaginite Aérobie (VA)

**Résultat Négatif ("–"):** Aucun signe de VA détecté.

Un **Résultat ("±") (VA possible)** signifie que le test a détecté des niveaux légèrement élevés de substances chimiques produites par les bactéries aérobies (VA) – au-dessus de la normale mais pas clairement positifs. Ce résultat peut apparaître en cas d'infection précoce, de guérison, ou en raison de problèmes de prélèvement, d'un usage récent d'antibiotiques ou du moment du cycle menstruel.

Un **Résultat Positif ("+")** signifie une **vaginite aérobie (VA)**, une infection causée par des bactéries nocives. Bien que la VA et la vaginose bactérienne (VB) provoquent toutes deux des démangeaisons ou brûlures et puissent coexister, la VA se manifeste généralement par des **pertes jaunes avec rougeur ou gonflement vaginal**, tandis que la VB se caractérise par des pertes gris-blanc fines avec odeur de poisson mais sans rougeur ni gonflement. Il est important de noter que certaines femmes – surtout pendant la grossesse – n'ont aucun symptôme de VA; un dépistage précoce est donc essentiel, car une VA non traitée peut entraîner un accouchement prématuré.

**Que faire ensuite pour votre résultat VA possible ?**

- **Surveillez quotidiennement les symptômes:** couleur (jaune) des pertes, irritation ou gonflement.
- **Planifiez le nouveau test** après la fin des règles ou un traitement antibiotique.
- **Évitez temporairement** les irritants comme les lavages vaginaux ou les sous-vêtements synthétiques.

## N-acétylglucosaminidase (NAG) = Mycose ou Trich

**Résultat Négatif ("–"):** Aucun signe d'infection détecté.

Un **Résultat ("±") (Trich ou mycoses vaginales possible)** signifie que votre test montre des signes d'infection limites – pas assez faibles pour être négatifs mais pas assez forts pour être clairement positifs – avec une acidité vaginale dans la zone intermédiaire. Cela peut indiquer une infection très légère en début ou en fin d'évolution. Parfois, le sang, les fluides sexuels ou un lavage vaginal récent peuvent influencer le test; des événements normaux comme les règles, un rapport sexuel récent ou l'utilisation de sprays/lubrifiants peuvent aussi modifier temporairement l'acidité – surveillez les changements mais ne vous inquiétez pas encore.

Le **NAG** est un marqueur commun à la trichomonase et aux mycoses vaginales, donc il ne permet pas de les différencier seul – mais combiné à votre pH vaginal, il aide à déterminer laquelle est plus probable:

**Résultat Positif ("+") et pH élevé (4,8 ou plus),** plus probable **Trich**. (La Trich augmente le pH.)

**Résultat Positif ("+") et pH bas (4,6 ou moins),** plus probable mycose vaginale.

**Que faire ensuite pour votre résultat Trich ou mycose possible ?**

Refaites le test dans 5 à 7 jours – évitez les rapports sexuels, les lavages vaginaux ou les crèmes vaginales pendant les 24 heures précédentes, et attendez au moins 3 jours après la fin des règles.

## Principe du Test

Contrairement aux tests urinaires (UTI) qui ne détectent que des problèmes généraux, ce test identifie les principaux troubles de la santé vaginale en repérant des « empreintes chimiques » uniques (enzymes spécifiques) présentes dans votre fluide vaginal – permettant de vérifier précisément l'équilibre des bonnes bactéries, la vaginose bactérienne (VB), la vaginite aérobie (VA), les mycoses vaginales, la trichomonase (Trich), ainsi que les niveaux de pH vaginal. Il fonctionne en détectant les enzymes produites uniquement par ces conditions spécifiques, offrant ainsi des résultats plus précis.

## Stockage et Péréemption

Conservez entre 2°C et 30°C dans un endroit sec ; utilisez dans les 12 mois. Une fois ouvert, le test doit être utilisé dans l'heure. Toujours utiliser avant la date de péréemption indiquée sur l'emballage.

## Precautions

Interprétation médicale requise: **ce test ne remplace pas un diagnostic médical professionnel.** Échantillons sanguins: les échantillons de sang peuvent donner des résultats inexacts. Utilisez avec une extrême prudence.

Manipulation des bandelettes de test: ne touchez pas la membrane de réaction (zone de test). Usage unique uniquement: à usage unique. Jetez après utilisation.

Procédure de test: assurez-vous que toutes les zones de réaction sont complètement immergées dans le fluide de l'échantillon.

Précautions de sécurité: gardez hors de portée des enfants. Ne pas ingérer.

## Materials

### Matériaux Fournis

• Cassette de test • Notice d'emballag • Écouvillon • Tube d'échantillo • Carte de couleurs

### Symboles

| Élément                                                                             | Remarque                                  | Emplacement          | Item                                                                                | Remark                                   | Location             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|  | N° de lot                                 | Emballage            |  | Fabricant                                | Notice d'utilisation |
|  | Durée de conservation                     | Emballage            |  | Représentant autorisé                    | Notice d'utilisation |
|  | Température : 2–30 °C                     | Emballage            |  | Marquage CE                              | Notice d'utilisation |
|  | Ne pas réutiliser                         | Emballage            |  | Consulter les instructions d'utilisation | Emballage            |
|  | Date de fabrication                       | Emballage            |  | Éviter le soleil                         | Emballage            |
|  | Dispositif médical de diagnostic in vitro | Notice d'utilisation |  | Garder au sec                            | Emballage            |

